



greenstandard

• STANDARD U FIZIKALNOJ TERAPIJI •

proxima★
medical technology

O NAMA •••



PROXIMA - medical technology

"Tehnologija je svuda oko nas i potpuno prožima naše živote. Medicinska tehnologija danas predstavlja integralni deo medicine i srećemo se sa njom od momenta kada damo krv „da nam mašina izbroji broj belih krvnih zrnaca“, preko neinvazivnih metoda za „pogled u unutrašnjost našeg organizma“ magnetnom rezonanciom, do korišćenja visokofrekventne električne struje za „rezanje i koagulaciju tkiva“ elektrohirurškim jedinicama. Značaj medicinske tehnologije za društvo i svet u celini je vrlo veliki."

dipl. inž. Saša Kocić, CEO



ISKUSTVO I TRAJANJE

Mi u PROXIMA d.o.o. već više od 20 godina proizvodimo i distribuiramo medicinsku tehnologiju vrhunskog kvaliteta. Radimo na tome da vrhunska medicinska tehnologija bude dostupna i adekvatno implementirana u Srbiji i regionu.



PRODAJA I DISTRIBUCIJA

Saradnja sa stranim proizvođačima i distribucija vrhunske savremene medicinske tehnologije omogućava kompletну ponudu i realizaciju i najzahtevnijih projekata.





PROIZVODNJA I KVALITET

Kao proizvođači, posebnu pažnju posvećujemo detaljima, kvalitetu i pouzdanosti naše tehnologije. Proizvodni postupci i kontrola kvaliteta prema ISO9001 i ISO13485 standardima za upravljanje kvalitetom obezbeđuju dugotrajnost i pouzdanost.




PROJEKTOVANJE I RAZVOJ

Kontinuirani rad na novim proizvodima i funkcionalnostima u odeljenju za projektovanje i razvoj čine naše proizvode usklađenim sa savremenim tehnologijama.



SERVIS I TEHNIČKA PODRŠKA

Profesionalna oprema, brzo reagovanje i kvalitetna usluga čine našu tehničku i servisnu podršku najboljom u klasi i predstavljaju dodatnu vrednost.





SADRŽAJ

GREEN STANDARD	4
STRUJNA TERAPIJA	5
DIA	6
IF53	7
MYOTON	8
EMS	10
TENS 2P	11
MAGNETNA TERAPIJA	12
PULSAR	13
LASERSKA TERAPIJA	14
PROLASER EXPERT	15
PROLASER	16
ULTRAZVUČNA TERAPIJA	17
MEGASON	18
LIMFNA DRENAŽA	19
LIMPHATIC	20
VAKUUMSKA TERAPIJA	21
VAKU	22
TOPLOTNA TERAPIJA	23
PARAFINSKA KADA	24
KOMBINOVANI UREĐAJI	25
PHYSIO MASTER/EXPERT	26
KOLICA ZA UREĐAJE	27
VASKULATOR	28
KOMPAKTNI UREĐAJI	29
KINETEC CPM	30
CHINESPORT LEŽAJEVI	31
PROVERA ISPRAVNOSTI I BEZBEDNOSTI	32
ŠIFRE ZA PORUČIVANJE	33



greenstandard

STANDARD U FIZIKALNOJ TERAPIJI

Uredaji **greenstandard** serije, proizvođača PROXIMA - medical technology, predstavljaju rešenja za dokazano uspešnu fizikalnu terapiju utemeljenu na dugogodišnjem iskustvu, kliničkim istraživanjima i pouzdanim i bezbednim terapijskim efektima; terapijski modaliteti implementirani kroz **greenstandard** seriju su prihvaćeni od strane medicinskih stručnjaka iz svih relevantnih oblasti. Ovi uređaji predstavljaju osnovu svakog terapijskog procesa zasnovanog na objektivnim dokazima - *evidence based practice**

TEHNOLOGIJA I TERAPIJSKI MODALITETI

Serija **greenstandard** uređaja predstavlja grupu desktop** uređaja, od kojih svaki realizuje jedan terapijski modalitet (ili više srodnih terapijskih modaliteta) sa svim savremenim funkcionalnim i tehničkim karakteristikama.

greenstandard seriju odlikuju prepoznatljiv dizajn, u kombinaciji belo - sive i medicinski zelene boje, svedenih linija kućišta, manjih dimenzija, sa predviđenim nosačima pribora. Interfejs uređaja je realizovan putem LCD displeja i folijske tastature/digitalnih enkodera. Na raspolaganju je mogućnost selekcije nekog od predefinisanih terapijskih modaliteta ili memorisanje sopstvenih terapijskih protokola. Svi uređaji opremljeni su sistemom za detekciju grešaka tokom terapije (npr. prekid strujnog kola pacijenta, prekid kabla magnetnog aplikatora, loš kontakt ultrazvučne sonde sa telom pacijenta, nedovoljna snaga laserske sonde) čime onemogućavaju pogrešnu ili čak „placebo“ terapiju. Garantni rok na sve uređaje je 2 godine.



* eng. - terapija zasnovana na dokazima (klinički dokazana efikasnost u lečenju)

** osim Parafinske kade



VASKULATOR

HIPERBARIČNA KOMORA ZA EKSTREMITE



* Kompletan katalog ove serije proizvoda zatražite od našeg predstavnika



PROXIMA - medical technology

 Moravska 7, Čokot
18250 Novo Selo, Niš
Republika Srbija

 tel/fax:
+381 18 4291 290,
+381 18 4291 288,
+381 18 4267 469
+381 60 3679272

 www.proxima-medical.rs



office@proxima-medical.rs



facebook.com/ProximaMedTech



instagram.com/proxima_medtech



twitter.com/PROXIMA_MedTech

